



## Vér

Gyors alvadásának köszönhetően a vért különösen nehéz eltávolítani a szövetekből, mivel molekulái hálós szerkezetet alkotva "megkapaszkodnak" a szövetekben:

- Koncentrált enzimtartalmával az Ariel Formula Pro+ segít elpusztítani a vérsejteket.
- Erős, fehérítő hatóanyagai oxidálják a vért és segítenek lebontani a foltot és a vér okozta elszíneződést.



Ariel Formula Pro+ mosóporral mosott vérfolt



Ariel Formula Pro+ mosóporral mosott ürülékfolt



Ariel Formula Pro+ mosóporral mosott betadinfolt

A biocidokat biztonsággal alkalmazza! A használatot megelőzően mindig olvassa el a terméken szereplő információt!

## Úgy fertőtlenít, hogy elpusztítja a baktériumok 99,999%-át.

A fertőtlenítéshez használt aktív hatóanyagok: hidrogén-peroxid és a peracetikus sav, amelyek oxidáció révén elpusztítják a mikroorganizmusokat és a sejtek membrán szerkezetét.

### Az Ariel Formula Pro+ az európai szabványoknak megfelelően fertőtlenít:

- Megfelel a VAH (Németország) és az ÖGHMP (Ausztria) követelményeknek az alábbi kondíciók mellett: 60 fokos mosási hőmérséklet, 4g/l, 15 perces mosás, 1:5 arány.
- Az EN1276 szabványú aktív baktériumölő képesség MRSA, Psuedomonas Aeruginosa, E. Coli, és Enterococcus Hirae esetén 40 fok, 2g/l, 15 perces érintkezési idő; a Staphylococcus Areus esetén 40 fok, 1g/l, 15 perces érintkezési idő
- Az EN1650 szabványú aktív élősködő elpusztító képesség Candida Albicans esetén 60 fokon, 0.5g/l, 15 érintkezési idő

## Mélyreható tisztítás még mikroszkópikus szinten is

Az Ariel Formula Pro+ az Ariel mosóporok közül a legkoncentráltabban tartalmaz tisztító hatóanyagokat. Mélyreható tisztítóerővel bír és gondoskodik arról, hogy a mosott ruha "valóban tiszta" nem csak "tisztának tűnik", ráadásul anélkül, hogy károsítaná a szöveteket.

